Десятый класс

Определение показателей технологического раствора, применяемого для отбелки сульфатной целлюлозы

Получаемая при сульфатцеллюлозном способе целлюлоза обладает невысокой белизной и повышенным содержанием лигнинных веществ. Для придания ей необходимых товарных свойств, проводится отбелка. Основным раствором, используемым в отбелке, является щелочной раствор гипохлорита натрия.

Раствор гипохлорита натрия контролируется по показателям общей щёлочности и содержанию активного хлора. Важнейшей характеристикой гипохлорита является содержание в нем активного хлора. По этому показателю дозируют реагенты на отбелку, а также контролируют процесс отбелки.

Как правило, раствор гипохлорита, используемый в отбелке, содержит 25 -40~г/л активного хлора при общей щёлочности 2-5~г Na₂O/л.

Сущность метода определения показателей гипохлорита натрия. К измеренному объему раствора гипохлорита натрия добавляют избыток иодида калия и соляной кислоты, после чего титрованием тиосульфатом натрия с использованием крахмала в роли индикатора определяют содержание активного хлора. Результат анализа выражают в г Cl_2 /л.

Для определения общей щёлочности к пробе гипохлорита натрия добавляют избыток тиосульфата натрия, после чего оттитровывают пробу соляной кислотой в присутствии фенолфталеина. Результат определения общей щёлочности выражают в г $\mathrm{Na_2O}/\mathrm{n}$.

<u>Задание.</u> Используя имеющиеся на столе реактивы и оборудование, определите показатели содержания активного хлора и общей щёлочности (в единицах г Na_2O/π) в выданном растворе гипохлорита натрия.

По полученным результатам определите среднее значение концентрации.

Ответьте на теоретические вопросы:

- 1. К какому типу титрования относится титрование при определении активного хлора? Напишите уравнения химических реакций протекающих при данном определении.
- 2. Напишите уравнения полной электролитической диссоциации компонентов щелочного раствора гипохлорита натрия.
- 3. Каков pH раствора гипохлорита натрия при содержании Na_2O 3.1 г/л? Ответ пояснить расчётом.
- 4. Чем обусловлено изменение цвета индикаторов при определении активного хлора и общей щёлочности?
- 5. Напишите уравнения химических реакций протекающих при определении общей щёлочности в щелочном растворе гипохлорита натрия.
- 6. К какому виду титрования относится титрование при определении щелочности раствора гипохлорита?

Реактивы: 0.1 н HCl (точной концентрации), 0.1 н $Na_2S_2O_3$ (точной концентрации), фенолфталеин 0.1 % спиртовый раствор, 10 %-ный раствор KI, 5 %-ный раствор HCl, 1 %-ный раствор крахмала.

<u>Оборудование:</u> бюретка на 25 мл с воронкой, пипетки на 2, 5 и 10 мл, мерный цилиндр на 50 мл, колба Эрленмейера на 250 мл, капельницы Шустера для индикаторов.

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Определение активного хлора. В коническую колбу на 250 мл наливают 50 мл дистиллированной воды и в нее с помощью пипетки на 2 мл приливают 1 мл анализируемого раствора гипохлорита. Добавляют пипеткой 10 мл 10 %ного раствора иодида калия и пипеткой на 5 мл - 2 мл 5 %-ного раствора соляной кислоты. Выделившийся иод титруют без интенсивного перемешивания из бюретки 0.1 н раствором тиосульфата натрия до слабожелтой окраски раствора. Затем приливают 2-3 капли 1 %-ного раствора крахмала и продолжают титрование при перемешивании 0.1 н раствором $Na_2S_2O_3$, прибавляя его по каплям до обесцвечивания раствора.

Анализ повторяют до достижения 3-х результатов, отличающихся не более чем на $0.1\,\mathrm{mn}$. Эти результаты усредняют.

Определение общей щёлочности. В коническую колбу ёмкостью 250 мл отбирают пипеткой (чистой! сполоснуть после предыдущего анализа) 5 мл анализируемого раствора гипохлорита натрия и добавляют к нему 0.1 н раствор $Na_2S_2O_3$ в количестве, соответствующем пятикратному объёму (в мл), идущему на определение содержания активного хлора в 1 мл гипохлорита по методике, описанной ранее. Добавляют 4 капли фенолфталеина и оттитровывают 0.1 н соляной кислотой до обесцвечивания.

Анализ повторяют до достижения 3-х результатов, отличающихся не более чем на $0.1\,\mathrm{mn}$. Эти результаты усредняют.